

\$dompdf->loadHtml(\$html);

GSR CONDUCTIVIDAD EN LA PIEL



Descripcion:

El sensor de registro tiene tres rangos seleccionables para mostrar la conductividad de la solución:

Características:

- Rango (μS): 0 a 10 μS
- Rango (arbitrario): 0 a 65279 arb
- Resolución ADC: 16 bit
- Resolución (μS): 10 nS
- Resolución (arbitrario): 1 arb
- Frecuencia de muestreo máxima: 100 muestras/segundo