

\$dompdf->loadHtml(\$html);

PRESION DE SANGRE



Descripcion:

El sensor mide la presión en el brazalete envuelto en el brazo de la persona examinada. Los latidos del corazón afectan la presión arterial. Esa es la razón de la diferencia entre la presión sistólica y diastólica de la persona sometida a prueba.

Caracteristicas:

- Rango(mm Hg): 0 a 250
- Rango (Arb): 0 a 820
- Rango (mm Hg + Arb): 0 a 250
- Resolución ADC: 13 bit
- Resolución (mm Hg): 0
- Resolución (Arb): 0.1
- Resolución (mm Hg + Arb): 0.02 mm Hg
- Frecuencia de muestreo máxima: 100