

DESTILACION FRACCIONADA 19/26



Descripción:

Cristalería, tapones de goma y uniones (19/26) necesarias para armar un kit con el que se demostrar el proceso de destilación fraccionada (con capacidad de 250 ml) de manera clara y precisa. Este proceso se utiliza cuando la diferencia entre los puntos de ebullición de los compuestos a utilizar es demasiado pequeña, y es necesario recurrir a destilaciones repetidas. No incluye soporte y otros artículos metálicos, incluye termómetro y columna de Vigreux. Ideal para grupos de 4 a 8 alumnos.

Productos incluidos en el kit: