

\$dompdf->loadHtml(\$html);

PINZA PARA BEAKER



Descripción:

Fabricadas de acero enchapado en níquel de 1/4 pulgadas, con extremos recubiertos de caucho. Sostiene beakers desde 50 ml hasta 2000 ml. Ideal para su uso en un laboratorio de química o biología. Puede ser utilizado para otros artículos de vidrio también.

Características:

- Rango de beaker soportados: 50 a 2000 ml
- Material: Acero enchapado en níquel
- Diámetro de la varilla de níquel: 1/4 pulgadas
- Extremos recubiertos de caucho