

\$dompdf->loadHtml(\$html);

# CALCIO



## Descripcion:

El sensor de calcio NeuLog permite medir la concentración de calcio iónico ( $\text{Ca}^{2+}$ ) en muestras acuosas. Esta medición es muy importante cuando se evalúa la calidad del agua. También se puede usar para determinar el calcio - magnesio por titulación con EDTA.

## Características:

- Rango: 0.02 mg/L a 40,000 mg/L, 0.02 ppm a 40, 000 ppm
- Resolución ADC: 15 bit
- Frecuencia de muestreo máxima: 100 muestras/segundo